



Besser essen.  
Besser leben.

# AMC Milchreis

👤 4 Personen

🕒 5 Minuten

🕒 15 Minuten

👤 normal

## Zutaten

300 g [Milchreis](#)

1 L [Milch](#)

1 Prise Salz

50 g [Zucker](#)

1 Päckchen Vanillezucker

1 EL Butter



## Tipp

Besonders Lecker mit Zimt und Zucker :-)

## Zubereitung

### Milch aufkochen

1. Zuerst den Topf mit kaltem Wasser einmal ausspülen. Anschließend den Topf auf die Navigeno stellen und die Milch eingießen. Danach die Navigeno auf Stufe "A" drehen und den Audiotherm auf das Fleischsymbol drehen.

### Milchreis zubereiten

2. Sobald der Visiotherm auf das Fleischsymbol gekommen ist, den Milchreis hinzugeben. Anschließend Zucker, Vanillezucker und Salz hinzugeben und einmal gut umrühren.

3. Die Navigeno auf Stufe 6 schalten und den Secuquick auf den Topf legen. Anschließend den Audiotherm auf "Soft" drehen.

4. Sobald der Secuquick "Soft" erreicht hat ( Der Audiotherm pippt und zeigt ein Minus Symbol an), die Navigeno komplett ausschalten. Den Milchreis ohne Strom auf der Navigeno für ca. 15 Minuten stehen lassen. Anschließend den Topf in den Servierdeckel stellen. Hier könnt ihr den Druck vom Secuquick rauslassen, oder ihr wartet noch 5 Minuten, dann sollte er sich von alleine öffnen.

5. Sobald der Deckel sich öffnet, die Butter hinzugeben und alles gut umrühren.

## Verwendete Produkte



Audiotherm



Topf 20cm 4.5l



Navigeno



Secuquick softline 20cm